

tweakz® voor aligners

4-in-1 Ortho-verzorgingstool met bewaardoosje

- 1 Verwijderen van een retentiebeugel
- 2 Verwijderen en vervangen van elastiekjes
- 3 Verwijderen van elastiekjes en vuil
- 4 Glad maken van ruwe plekken die ulceratie veroorzaken



DIRECTIONS

Aligner verwijderen.

1. Open de tweakz 4-in-1 om de 1 alignerverwijderaar te openen en klap hem helemaal uit.
2. Plaats de alignerverwijderaar bij de achterkant van de aligner, bij de eerste of tweede kies aan een van de kanten.
3. Plaats onder een hoek van 45 graden tussen de rand van de aligner-marge en de tandvleesrand.
4. Duw langzaam omlaag naar de mond toe op de bovenste tandboog, of omhoog op de onderste tandboog, om de aligner te verwijderen.

Moeite met het bevestigen van elastiekjes op, of verwijderen van elastiekjes van, de bevestigingspunten.

1. Open de tweakz 4-in-1 om de 2 elastiekapplicator te openen en klap hem helemaal uit.
2. Plaats het elastiekje in het diepste deel van de elastiekapplicator, op de plaats waar het een 'U' vormt, en plaats het vervolgens op het eerste bevestigingspunt.
3. Trek het elastiekje naar een tweede bevestigingspunt. Wanneer het goed zit, tilt u het elastiekje op en brengt u het rondom het bevestigingspunt aan..

Voedsel of resten die tussen de tanden of om het bevestigingspunt blijven plakken.

1. Open de tweakz 4-in-1 om het 3 tandhaakje te openen en klap het helemaal uit.
2. Plaats het tandhaakje voorzichtig op het vlak tussen het tandoppervlak en het vuil/de etensresten en duw het voorzichtig naar buiten, naar je mond toe.

Scherp bevestigingspunt of scherp stukje van aligner veroorzaakt zweertje of irritatie van wang, lip of weke delen.

1. Open de tweakz 4-in-1 om het 4 diamantvijltje voor tanden te openen en klap het helemaal uit.
2. Zoek het scherpe plekje en beweeg het vijltje heen en weer totdat het plekje glad is en geen probleem meer vormt.

Je Tweakz schoonmaken.

Was de tweakz 4-in-1 met water en zeep of neem hem af met alcohol om hem te desinfecteren.



t w e a k z[®]

For Aligners

4-in-1 Ortho Care Tool & Travel Case