

# tweakz® pour aligneurs

Outil de soins orthodontiques  
4 en 1 et étui de voyage

- 1 Retrait des gouttières d'alignement
- 2 Retrait et remplacement des élastiques
- 3 Retrait des élastiques et des résidus
- 4 Lissage des aspérités causant des ulcérations



Étui de voyage avec miroir

## MODE D'EMPLOI

### Retrait d'un aligneur

1. Prendre l'outil Tweakz 4-en-1 : dégager la branche 1 de retrait d'aligneur et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Placer délicatement l'extracteur vers l'extrémité arrière de l'aligneur, au niveau de la première ou de la deuxième molaire.
3. L'orienter à 45° entre le bord de l'aligneur et la limite gingivale (le haut de la gencive).
4. Appuyer lentement vers le bas de la bouche sur la gouttière supérieure et vers le haut sur la gouttière inférieure.

### Difficulté de fixation ou de retrait des élastiques

1. Prendre l'outil Tweakz 4-en-1 : dégager la branche 2 de pose d'élastique et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Placer l'élastique dans le crochet en U de l'outil de pose d'élastique et le diriger vers le premier taquet de fixation.
3. Tirer l'élastique jusqu'à un autre taquet et le soulever pour le placer autour jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

### Aliments ou résidus coincés entre les dents ou autour de la fixation

1. Prendre l'outil Tweakz 4-en-1 : dégager la branche 3 de curette dentaire et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Placer délicatement la curette sur la surface de la dent et extraire le résidu avec précaution vers l'intérieur de la bouche.

### Fixation ou partie coupante de l'aligneur provoquant une ulcération ou une irritation au niveau de la joue, des lèvres ou des tissus mous

1. Prendre l'outil Tweakz 4-en-1 : dégager la branche 4 de lime dentaire diamantée et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Repérer l'aspérité responsable de l'irritation et limer jusqu'à éliminer la gêne.

### Nettoyage de l'outil Tweakz

Nettoyer l'outil Tweakz 4-en-1 avec de l'eau savonneuse ou l'essuyer avec de l'alcool pour le désinfecter.

t w e a k z<sup>®</sup>

For Aligners

---

4-in-1 Ortho Care Tool & Travel Case