

tweakz® voor beugels

4-in-1 Ortho-verzorgingstool met bewaardoosje

- 1 Verwijderen en vervangen van elastiekjes
- 2 Verwijderen van losgekomen slotjes, elastiekjes en vuil
- 3 Glad maken van ruwe plekken die ulceratie veroorzaken
- 4 Veilig doorknippen en vastpakken van scherpe draden



AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

Dit instrument van professionele kwaliteit dient voor gebruik als de volgende problemen zich tijdens de behandeling voordoen:

Bevestigen van elastiekjes op, en verwijderen van, de haakjes of bandjes voor het behandelingsprotocol.

1. Open de bovenste en onderste helft van de tweakz 4-in-1 om de **1** elastiekapplicator te openen en klap hem helemaal uit.
2. Plaats het elastiekje in het diepste deel van de sikkelvormige tool, op de plaats waar het een 'U' vormt, en plaats het vervolgens op het eerste haakje.
3. Trek het elastiekje naar het tweede haakje in de mond. Wanneer het elastiekje goed zit, tilt u het op en brengt u het rondom het haakje aan.

Slotje zichtbaar losgekomen van tandoppervlak.

1. Open de bovenste en onderste helft van de tweakz 4-in-1 om het **2** tandhaakje te openen en klap het helemaal uit.
2. Zoek het elastiekje op dat zich om het slotje heeft vastgezet.
3. Houd het slotje vast en plaats het tandhaakje onder of boven het midden van het slotje om onder een gedeelte van het elastiekje te komen.
4. Trek het tandhaakje een stukje naar je toe om een beetje ruimte tussen het elastiekje en het slotje te verkrijgen en trek het voorzichtig naar de ene en dan de andere hoek om het elastiekje te verwijderen.
5. Verwijder het slotje met de hand waarmee je het slotje vasthoudt, en doe het in een zakje om het naar je volgende afspraak mee te nemen.
6. Als er om het slotje geen elastiekje is aangebracht maar een schuifplaatje met een kleine opening in het midden, steek je het tandhaakje in de opening en beweeg je deze omhoog zodat het plaatje zich opent op de maxillaire boog (boventanden) of beweeg je hem omlaag op de mandibulaire boog (ondertanden).
7. Als er vuil of etensresten tussen je tanden, rondom het slotje zitten, plaats je het tandhaakje tussen het tandoppervlak en het vuil/de etensresten en verplaats je het voorzichtig naar buiten, naar je mond toe.

Scherp haakje, bandje of slotje dat wang, lip of weke delen irriteert.

1. Open de bovenste en onderste helft van de tweakz 4-in-1 om het **3** diamantviltje voor tanden te openen en klap het helemaal uit.
2. Zoek het scherpe plekje en beweeg het viltje heen en weer totdat het plekje glad is en geen probleem meer vormt.

Scherpe draad schuurt tegen wang, tandvlees of mondvoorhof.

1. Stel de veer op de onderste helft af door hem naar de **4** draadknipper en -grijper toe om te klappen. Zo ontstaat weerstand tussen de bovenste en onderste helft.
2. Trek je wang met je vinger naar buiten om de draad en zijn positie te vinden.
3. Plaats de tool met de draadknipper en -grijper om de draad.
4. Beweeg de draadknipper en -grijper tegen het elastiekje of slotje aan waar de draad uitsteekt.
5. Druk de onderste en bovenste helft samen. Nadat je voelt dat de draad is doorgeknijpt, houd je de onderste en bovenste helft gesloten om het afgeknipte stukje draad te grijpen en de tweakz 4-in-1 veilig uit je mond te verwijderen.
6. Laat de onderste en bovenste helft los en gooi het stukje draad weg.
7. Sluit de tweakz 4-in-1 door de veer van de draadknipper en -grijper om te klappen zodat de onderste en bovenste helft geen contact meer maken.

Je Tweakz schoonmaken.

Was de tweakz 4-in-1 met water en zeep of neem hem af met alcohol om hem te desinfecteren.

Bel je orthodontist op de volgende werkdag
om een afspraak te maken.

t w e a k z[®]

For Braces

4-in-1 Ortho-verzorgingstool met bewaardoosje