

# tweakz® für Aligner

4-in-1 Ortho Pflegeset mit Tasche

- 1 Aligner-Schienen herausnehmen
- 2 Gummibänder entfernen und ersetzen
- 3 Gummi- und sonstige Verunreinigungen entfernen
- 4 Raue Stellen, die Ulzerationen verursachen könnten, glätten



## DIRECTIONS

### Aligner entfernen.

1. Das tweakz 4-in-1 öffnen und den  
1 **Aligner-Entferner** drehen und bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den **Aligner-Entferner** sanft nach hinten bis zum ersten oder zweiten Backenzahn auf beiden Seiten bringen.
3. Den Entferner in einem 45-Grad-Winkel zwischen dem Aligner-Rand und dem Zahnfleischrand ansetzen.
4. Dann bei der oberen Schiene langsam nach unten drücken und bei der unteren Schiene langsam nach oben in Richtung Mund drücken, um die Aligner zu entfernen.

### Schwierigkeiten beim Anbringen oder Entfernen der Gummibänder.

1. Das tweakz 4-in-1 öffnen und den  
2 **Gummiband-Applikator** drehen und bis zum Anschlag herausziehen.
2. Das Gummiband in den tiefsten Teil des **Gummi and-Applikators** stecken, so dass der Gummi ein U bildet, und dann am ersten Befestigungspunkt anbringen.
3. Das Gummiband bis zum zweiten Befestigungspunkt dehnen, anheben und einmal um den Befestigungspunkt wickeln, so dass es sicher sitzt

### Essensreste oder andere Verunreinigungen zwischen Zähnen oder am Befestigungspunkt entfernen.

1. Das tweakz 4-in-1 öffnen und den  
3 **Dental-Pick** drehen und bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den Pick sanft auf der Zahnoberfläche zwischen den verunreinigten Zähnen ansetzen und Essensreste/Verunreinigungen sanft nach außen in Richtung Mund entfernen.

### Rauer Befestigungspunkt oder raue Alignerstelle verursacht Ulzeration oder Reizung an Wangen, Lippen oder Weichgewebe.

1. Das tweakz 4-in-1 öffnen und die  
4 **Diamant-Feile** drehen und bis zum Anschlag herausziehen.
2. Die raue Stelle ausfindig machen und mit der Feile durch Vor- und Zurückbewegung abschleifen, bis sie glatt ist und keine Probleme mehr verursachen kann.

### Reigen des Tweakz.

Das tweakz 4-in-1 Instrument mit Wasser und Seife abwaschen oder zum Desinfizieren mit Alkohol abwischen.

t w e a k z<sup>®</sup>

für Aligner

---

4-in-1 Ortho Pflegeset mit Tasche