

tweakz® per allineatori

Strumento di cura ortodontica
4 in 1 e custodia da viaggio

- 1 Rimuove le mascherine di allineamento
- 2 Rimuove e sostituisce gli elastici
- 3 Rimuove elastici e residui di cibo
- 4 Liscia i punti ruvidi che causano ulcerazioni



ISTRUZIONI

Rimozione degli allineatori.

1. Aprire lo strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare l'accessorio 1 per la rimozione degli allineatori finché non scorre più.
2. Posizionare delicatamente l'accessorio per la rimozione degli allineatori verso la parte posteriore dell'allineatore, vicino al primo o al secondo molare da entrambi i lati.
3. Posizionarlo a un angolo di 45 gradi tra il margine dell'allineatore e il bordo gengivale.
4. Per l'arcata superiore spingere lentamente verso il basso, mentre per l'arcata inferiore spingere verso l'alto, fino a rimuovere l'allineatore.

Difficoltà ad applicare o rimuovere gli elastici sugli attacchi.

1. Aprire lo strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare l'accessorio 2 per l'applicazione degli elastici finché non scorre più.
2. Inserire l'elastico nella parte più profonda dell'applicatore per elastici, dove forma una U, e poi fissarlo al primo attacco.
3. Allungare l'elastico e fissarlo al secondo attacco, quindi sollevare e girare l'accessorio una volta che l'elastico è ben saldo.

Cibo o residui incastrati tra i denti o intorno all'attacco.

1. Aprire lo strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare l'accessorio 3 per la pulizia dentale finché non scorre più.
2. Posizionare delicatamente l'accessorio sulla superficie del dente nel punto in cui si trovano i residui da eliminare, quindi muoverlo con cautela verso l'esterno della bocca.

Superficie tagliente dell'attacco o dell'allineatore che causa ulcerazioni o irritazioni alla guancia, al labbro o ai tessuti molli.

1. Aprire lo strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare l'accessorio 4 con la lima dentale diamantata finché non scorre più.
2. Individuare il punto tagliente e muovere la lima in avanti e indietro fino a quando la superficie sarà liscia e non presenterà più problemi.

Pulizia dello strumento Tweakz.

Pulire lo strumento Tweakz 4-in-1 con acqua e sapone o con alcool per disinfettare.