

t w e a k z[®]

(アライナー用)

1台4役の歯列矯正ケアツール
& トラベルケース

- 1 保定アライナートレイを取り外す
- 2 矯正用ゴムを取り外し／交換する
- 3 エラスティック（顎間ゴム）
や食べかすを除去する
- 4 口内炎の原因となる接触部分の
突起を削る



使用方法

アライナーの取り外し

1. tweakz 4-in-1 を開き、
 - 1 アライナーリムーバーを引き出し、完全に止まるまで延ばします。
 2. 左右の第一大臼歯または第二大臼歯から、アライナーリムーバーをアライナーの裏側にゆっくり差し込みます。
 3. アライナーの縁と歯肉ラインの間に、45度の角度でリムーバーをセットします。
 4. 上の歯は下方向へ、下の歯は上方向へゆっくりとアライナーを外します。

アタッチメントへのゴムの着脱が難しい場合

1. tweakz 4-in-1 を開き、
 - 2 矯正用ゴム掛けフックを引き出し、完全に止まるまで延ばします。
 2. 矯正用ゴム掛けフックの奥の「U」の字になっている部分にエラスティック（顎間ゴム）を掛け、最初のアタッチメントに掛けます。
 3. 口内の2番目のアタッチメントまでゴムを引っ張り、ゴムがしっかりと掛かったら、一端を持ち上げて位置を調整します。

歯と歯の間やアタッチメントの周囲に食べかすや食べ物が詰まっている場合

1. tweakz 4-in-1を開き、
 - 3 デンタルピックを引き出し、完全に延ばします。
 2. 歯の表面と食べかす・食べ物の上にデンタルピックをそっと差し込んで掻き出し、口の中に落とします。

鋭利なアタッチメントまたはアライナーの鋭利な部分が原因で、頬、唇または軟組織の周囲に口内炎や炎症が起きる場合

1. tweakz 4-in-1 を開き、
 - 4 歯科用ダイヤモンドヤスリを引き出し、完全に止まるまで延ばします。
 2. ヤスリを前後に動かしながら鋭利な部分を見つけ、その部分が滑らかになって問題がなくなるまで削ります。

Tweakzを清掃する場合

tweakz 4-in-1 器具を石鹸と水で洗浄するか、アルコールで拭いて消毒してください。