

# tweakz® do aparatów nakładkowych

4-w-1 Narzędzie ortodontyczne  
z pudełkiem do przechowywania

- 1 Usuwanie nakładek
- 2 Usuwanie i zakładanie gumek
- 3 Usuwanie wyciągów ortodontycznych i zanieczyszczeń
- 4 Wygładzanie szorstkich miejsc, które powodują owrzodzenie



## SPOSÓB UŻYCIA

### Usuwanie nakładek.

1. Otwórz tweakz 4-w-1, aby otworzyć poprzez obrót  
1 Narzędzie do usuwania nakładek i przesunij je obrotowo do oporu.
2. Delikatnie umieść Narzędzie do usuwania nakładek w okolicy tylnej części nakładki obok pierwszego lub drugiego zęba trzonowego z dowolnej strony.
3. Ustaw narzędzie pod kątem 45 stopni pomiędzy krawędzią aparatu i linią dziąsła.
4. Aby usunąć nakładki, powoli pchaj w kierunku ust do dołu w przypadku górnego łuku i do góry w przypadku dolnego łuku.

### Trudności z mocowaniem lub usuwaniem gumek z uchwytów

1. Otwórz tweakz 4-w-1, aby otworzyć poprzez obrót  
2 Aplikator do zakładania gumek i przesunij go obrotowo do oporu.
2. Umieść gumkę w najgłębszym miejscu Aplikatora do zakładania gumek, (tam, gdzie ma on kształt litery U) i załóż ją na pierwszy zaczep.
3. Naciągnij gumkę na drugi zaczep i zamocuj poprzez uniesienie jej do góry i założenie wokół zaczepu.

### Jedzenie lub zanieczyszczenia pomiędzy zębami lub wokół zaczepów.

1. Otwórz tweakz 4-w-1, aby otworzyć poprzez obrót  
3 Wykałaczkę dentystyczną i przesunij ją obrotowo do oporu.
2. Delikatnie umieść wykałaczkę na powierzchni styku zęba i resztek jedzenia/zanieczyszczeń, następnie przesunij na zewnątrz, w kierunku ust.

### Ostry element lub ostra krawędź nakładki powoduje owrzodzenie w miejscu podrażnienia w okolicy policzka, warg lub tkanki miękkiej.

1. Otwórz tweakz 4-w-1, aby otworzyć poprzez obrót  
4 Diamentowy pilnik dentystyczny i przesunij go obrotowo do oporu.
2. Zlokalizuj ostre miejsce i przesuwaj pilnik ruchem „tam i z powrotem” do chwili jego wygładzenia i usunięcia problemu.

### Czyszczenie Tweakz.

Narzędzie tweakz 4-w 1 należy czyścić mydłem i wodą lub przetrzeć alkoholem w celu zdezynfekowania.

## Jedzenie lub zanieczyszczenia pomiędzy zębami lub wokół zaczepów.

1. Otwórz tweakz 4-w-1, aby otworzyć poprzez obrót
- 3 Wykałaczkę dentystyczną i przesun ją obrtowo do oporu.
2. Delikatnie umieść wykałaczkę na powierzchni styku zęba i resztek jedzenia/zanieczyszczeń, następnie przesun na zewnątrz, w kierunku ust.

## Ostry element lub ostra krawędź nakładki powoduje owrzodzenie w miejscu podrażnienia w okolicy policzka, warg lub tkanki miękkiej.

1. Otwórz tweakz 4-w-1, aby otworzyć poprzez obrót 4 Diamentowy pilnik dentystyczny i przesun go obrotowo do oporu.
2. Zlokalizuj ostre miejsce i przesuwaj pilnik ruchem „tam i z powrotem” do chwili jego wygładzenia i usunięcia problemu.

## Czyszczenie Tweakz.

Narzędzie tweakz 4-w 1 należy czyścić mydłem i wodą lub przetrzeć alkoholem w celu zdezynfekowania.