

tweakz®

pre neviditeľné zubné strojčeky

Nástroj 4 v 1 na ortopedickú starostlivosť a cestovné puzdro

- 1 Odstránenie retenčných lyžíc neviditeľného zubného strojčka
- 2 Odstránenie a výmena gumičiek
- 3 Odstránenie gumičiek a nečistôt
- 4 Vyhladenie drsných miest, ktoré spôsobujú tvorbu vredov



POKYNY

Nástroj na vyberanie neviditeľného zubného strojčka.

1. Otvorte nástroj Tweakz 4 v 1, otočením vyberte nastavac 1 nástroj na vyberanie neviditeľného zubného strojčka a vysuňte ho až na doraz.
2. Opatrne umiestnite nástroj na vyberanie neviditeľného zubného strojčka smerom k zadnej časti neviditeľného zubného strojčka pri prvej alebo druhej stoličke na oboch stranách.
3. Umiestnite ho pod uhlom 45 stupňov medzi okraj neviditeľného zubného strojčka a líniu ďasna.
4. Pomaly zatlačte smerom nadol k ústam na hornom oblúku a smerom nahor na dolnom oblúku, aby ste neviditeľný zubný strojček vybrali.

Ťažkosti s pripevňovaním gumičiek k nastavcom alebo ich odstraňovaním.

1. Otvorte nástroj Tweakz 4 v 1, otočením vyberte nastavac 2 aplikátor gumičiek a vysuňte ho až nadoraz.
2. Vložte gumičku do najhlbšej časti aplikátora gumičiek, kde vytvára písmeno U, a potom ju nasadte na prvý nastavac.
3. Natiahnite gumičku na druhý nastavac a pripevnite ju zdvihnutím nahor a obtočením, keď je gumička zaistená.

Jedlo alebo nečistoty zachytené medzi zubami alebo okolo nastavca.

1. Otvorte nástroj Tweakz 4 v 1, otočením vyberte nastavac 3 dentálny podberák a vysuňte ho až na doraz.
2. jemne priložte podberák na povrch rozhrania medzi zubom a jedlom/nečistotami a jemne posúvajte von smerom k ústam.

Ostrý nastavac alebo ostrá časť neviditeľného zubného strojčka spôsobuje tvorbu vredov alebo podráždenie v okolí tváre, pier alebo mäkkého tkaniva.

1. Otvorte nástroj Tweakz 4 v 1, otočením vyberte nastavac 4 diamantový dentálny pilník a vysuňte ho až na doraz.
2. Vyhladajte ostré miesto a pohybujte pilníkom tam a späť, kým nebude miesto hladké a nebude viac spôsobovať problémy.

Čistenie nástroja Tweakz.

Nástroj Tweakz 4 v 1 vyčistite vodou a mydlom alebo utrite alkoholom, aby ste ho vydezinfikovali.