

tweakz® para alineadores

Herramienta 4 en 1 para cuidados
ortodóncicos y estuche de transporte

- 1 Para extraer las bandejas de alineadores retentivos
- 2 Para extraer y cambiar las gomas elásticas
- 3 Para extraer los elásticos y residuos
- 4 Para suavizar las zonas ásperas causantes de ulceraciones



INSTRUCCIONES

Extracción de los alineadores.

1. Abra la herramienta tweakz 4 en 1 y despliegue el extractor de alineadores 1 hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Coloque cuidadosamente el extractor de alineadores hacia la parte posterior del alineador, al lado del primer o segundo molar en cualquiera de los lados.
3. Sitúelo a un ángulo de 45 grados entre el borde del alineador y la línea gingival.
4. Empuje lentamente hacia abajo (en dirección de la boca) para extraer los alineadores de la arcada superior, y hacia arriba para extraerlos de la arcada inferior.

Dificultad para conectar o desconectar las gomas elásticas a/de los ataches.

1. Abra la herramienta tweakz 4 en 1 y despliegue el aplicador de gomas elásticas 2 hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Ponga el elástico en la parte más profunda del aplicador de gomas elásticas donde forme una U, y luego colóquelo encima del primer atache.
3. Estire la goma elástica hasta un segundo atache, y conéctela levantándola hacia arriba y alrededor una vez que esté bien afianzada.

Comida o residuos atrapados entre los dientes o alrededor del atache.

1. Abra la herramienta tweakz 4 en 1 y despliegue el palillo dental 3 hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Ponga suavemente el palillo sobre la superficie entre el diente y la comida o residuo y muévelo cuidadosamente hacia fuera (en dirección de la boca).

Atache afilado o parte afilada del alineador que causa ulceración o irritación alrededor de la mejilla, el labio o tejido blando.

1. Abra la herramienta tweakz 4 en 1 y despliegue la lima dental de diamante 4 hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Localice la parte afilada mientras mueve la lima en vaivén hasta que la zona esté lisa y deje de causar problemas.

Limpieza de su tweakz.

Limpie la herramienta tweakz 4 en 1 con agua y jabón o con alcohol para desinfectarla.