

tweakz® pour appareil dentaire

Outil de soins orthodontiques
4 en 1 et étui de voyage

- 1 Retrait et remplacement des élastiques
- 2 Retrait de fixation déplacée, d'élastiques et de résidus
- 3 Lissage des aspérités causant des ulcérations
- 4 Pince pour saisir et couper un fil métallique en toute sécurité



MODE D'EMPLOI

Cet outil de qualité professionnelle sert à résoudre les problèmes suivants pouvant survenir au cours du traitement :

Fixer les élastiques aux taquets de fixation ou les retirer, conformément au protocole de traitement.

1. Ouvrir l'outil Tweakz 4-en-1 : dégager la branche 1 de pose d'élastique et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Placer l'élastique dans le crochet en U de l'outil de pose d'élastique et le diriger vers le premier taquet de fixation.
3. Tirer l'élastique jusqu'à un autre taquet et le soulever pour le placer autour jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Fixation visiblement détachée de la surface de la dent

1. Ouvrir l'outil Tweakz 4-en-1 : dégager la branche 2 de curette dentaire et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Repérer l'élastique entourant la fixation.
3. En maintenant la fixation, placer délicatement la curette dentaire en dessous ou au-dessus du centre de la fixation pour passer en dessous de l'élastique.
4. Tirer doucement vers soi pour gagner un peu d'espace entre l'élastique et la fixation tout en tirant doucement dans les deux sens pour retirer l'élastique.
5. Avec la main qui maintient la fixation, la retirer et la placer dans un sac à fermeture à glissière et l'apporter lors d'un prochain rendez-vous.
6. Si la fixation n'est pas entourée d'un élastique mais présente une ouverture coulissante avec un petit trou en son centre, placer la curette dentaire dans le trou et la déplacer vers le haut pour ouvrir l'arcade maxillaire (ensemble des dents du haut) et vers le bas pour l'arcade mandibulaire (ensemble des dents du bas).
7. Si des débris ou des aliments sont coincés entre les dents, autour de la fixation, placer délicatement la curette dentaire sur la surface de la dent et extraire le résidu avec précaution vers l'intérieur de la bouche.

Taquet, élastique ou fixation provoquant une irritation des joues, des lèvres ou des tissus mous

1. Ouvrir l'outil Tweakz 4-en-1 : dégager la branche 3 de lime dentaire diamantée et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Repérer l'aspérité responsable de l'irritation et limer jusqu'à éliminer la gêne.

Fil métallique irritant les joues, les gencives ou la cavité buccale

1. Rabattre le ressort vers la pince 4 pour saisir et couper un fil métallique. Cela va créer une résistance entre les leviers supérieur et inférieur de l'outil.
2. Avec un doigt, tirer la joue vers l'extérieur afin de repérer le fil et sa position.
3. Placer délicatement la pince autour du fil.
4. Déplacer la pince au ras de l'élastique ou de la fixation où le fil dépasse.
5. Serrer les leviers puis, une fois que le fil semble coupé, garder la pince fermée pour saisir le morceau de fil coupé et retirer l'outil Tweakz 4-en-1 de la bouche en toute sécurité.
6. Relâcher les leviers et jeter le morceau de fil coupé.
7. Refermer l'outil Tweakz 4-en-1 en rabattant le ressort à l'opposé de la pince pour désolidariser les leviers.

Nettoyage de l'outil Tweakz

Nettoyer l'outil Tweakz 4-en-1 avec de l'eau savonneuse ou l'essuyer avec de l'alcool pour le désinfecter.

Call your Orthodontic office the next business day to
schedule an appointment that works best for your schedule.

OrthoNu LLC • 41 Flatbush Avenue,
Suite 1 PMB #896 • Brooklyn, NY, 11217

whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!