

tweakz®

Für Aligner

4-in-1 Ortho Pflegeset mit Tasche

- 1 Aligner-Schienen herausnehmen
- 2 Gummibänder entfernen und ersetzen
- 3 Gummi- und sonstige Verunreinigungen entfernen
- 4 Raue Stellen, die Ulzerationen verursachen könnten, glätten



VERWENDUNGSZWECK

Tweakz für Aligner dient zur Unterstützung in folgenden Situationen:

- Aligner-Entfernung
- Schwierigkeiten beim Anbringen oder Entfernen der Gummibänder
- Entfernung von Essensresten oder anderen Verunreinigungen zwischen Zähnen oder am Befestigungspunkt
- Glätten von rauen Befestigungspunkten oder rauen Alignerstellen, die Ulzeration oder Reizungen an Wangen, Lippen oder Weichgewebe verursachen.

INDIKATION

Anwender von Alignern zur kieferorthopädischen Behandlung.

PATIENTENPOPULATION

Tweaks sind für Jugendliche und Erwachsene mit Alignern zur kieferorthopädischen Behandlung vorgesehen.

VORGESEHENE ANWENDER

Jugendliche und Erwachsene mit Alignern zur kieferorthopädischen Behandlung.

KONTRAINDIKATIONEN

Es gibt keine spezifischen Kontraindikationen für diese Produkte.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 USA
whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

WARN- UND VORSICHTSHINWEISE

Bitte wenden Sie sich persönlich oder telefonisch an Ihren Kieferorthopäden und dessen Team, wenn Sie Unterstützung bei der Anwendung von Tweakz benötigen. Ihr Kieferorthopäde und sein Team werden Ihnen erklären und zeigen, wie jedes Instrument richtig verwendet wird.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Aligner entfernen.

1. Das Tweakz 4-in-1 so drehen, dass der **1** Aligner-Entferner zugänglich ist und diesen bis zum Anschlag weiter drehen.
2. Den Aligner-Entferner vorsichtig auf einer Seite auf Höhe des ersten Backenzahns an der Rückseite des Aligners in Position bringen.
3. Den Entferner in einem 90-Grad-Winkel zwischen dem Aligner-Rand und dem Zahnfleischrand ansetzen.
4. Dann bei der oberen Schiene langsam nach unten drücken und bei der unteren Schiene langsam nach oben in Richtung Mund drücken, um den Aligner zu entfernen.

Schwierigkeiten beim Anbringen oder Entfernen der Gummibänder.

1. Das Tweakz 4-in-1 so drehen, dass der **2** Gummiband-Applikator zugänglich ist und diesen bis zum Anschlag weiter drehen.
2. Das Gummiband in den tiefsten Teil des Gummiband-Applikators stecken, so dass der Gummi ein U bildet, und dann am ersten Befestigungspunkt anbringen.
3. Das Gummiband bis zum zweiten Befestigungspunkt dehnen, anheben und einmal um den Befestigungspunkt wickeln, so dass es sicher sitzt.

Essensreste oder andere Verunreinigungen zwischen Zähnen oder am Befestigungspunkt entfernen.

1. Das Tweakz 4-in-1 so drehen, dass der **3** Dental-Pick zugänglich ist und diesen bis zum Anschlag weiter drehen.
2. Den Pick vorsichtig auf der Zahnoberfläche zwischen den verunreinigten Zähnen ansetzen und Essensreste/Verunreinigungen sanft nach außen in Richtung Mund entfernen.

Rauer Befestigungspunkt oder raue Alignerstelle verursacht Ulzeration oder Reizung an Wangen, Lippen oder Weichgewebe.

1. Das Tweakz 4-in-1 so drehen, dass die Diamant-Feile **4** zugänglich ist und diese bis zum Anschlag weiter drehen.
2. Die raue Stelle ausfindig machen und mit der Feile durch Vor- und Zurückbewegung abschleifen, bis sie glatt ist und keine Probleme mehr verursachen kann.

Reinigen des Tweakz.

Das Tweakz 4-in-1-Instrument mit Wasser und Seife abwaschen oder zum Desinfizieren mit Alkohol abwischen.

ANWEISUNGEN ZUR WIEDERVERWENDUNG

Bei Schäden oder Anzeichen von Verschleiß darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

LAGER-/HANDHABUNGSBEDINGUNGEN

Es gibt keine speziellen Anweisungen für die Lagerung und Handhabung des Produkts.

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG

Das Produkt gemäß den örtlich geltenden Bestimmungen und Richtlinien entsorgen.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der in Verbindung mit der Verwendung des Produkts aufgetreten ist, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Ausgabedatum: 04. DEZ. 2024

Revision: 1.0



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM
Den Haag, Niederlande



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Schweiz

Sponsor in Australien:
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australien