

# tweakz®

## Do aparatów nakładkowych

Narzędzie ortodontyczne 4-w-1 z pudełkiem do przechowywania

- 1 Usuwanie nakładek
- 2 Usuwanie i zakładanie gumek
- 3 Usuwanie wyciągów ortodontycznych i zanieczyszczeń
- 4 Wygładzanie szorstkich miejsc, które powodują owrzodzenie



- 1 Narzędzie do usuwania nakładek
- 2 Aplikator do zakładania gumek
- 3 Wykałaczką dentystyczną
- 4 Diamentowy pilnik dentystyczny



Pudełko z lusterkiem

## PRZEZNACZENIE

Narzędzie Tweakz do aparatów nakładkowych służy jako pomoc przy:

- zdejmowaniu nakładek
- trudnościach z mocowaniem lub zdejmowaniem gumek z uchwytów
- usuwaniu resztek jedzenia lub zanieczyszczeń pomiędzy zębami lub wokół zaczepów
- wygładzaniu ostrych zaczepów lub ostrych krawędzi nakładki powodujących owrzodzenie lub podrażnienie w okolicy policzka, warg lub tkanki miękkiej.

## WSKAZANIA

Do używania przez osoby z nakładkami ortodontycznymi.

## POPULACJA PACJENTÓW

Narzędzie Tweaks przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych z nakładkami ortodontycznymi.

## DOCELOWI UŻYTKOWNICY

Młodzież i osoby dorosłe z nakładkami ortodontycznymi.

## PRZECIWSKAZANIA

Nie ma szczególnych przeciwwskazań dotyczących stosowania narzędzia.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,  
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 USA

whatsnu@orthonu.com • [orthonu.com](http://orthonu.com)



Self-Care Solutions  
*You got this!*

## OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI

Jeżeli niezbędna jest pomoc w zakresie używania narzędzia, należy zadzwonić lub udać się do swojego zespołu ortodontycznego. Objasnią oni i zademonstrują, jak używać każdego przyrządu w komfortowy sposób.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

### Usuwanie nakładek.

1. Otwórz tweekz 4-w-1 i wykonując ruch obrotowy **1** przesunij do oporu narzędzie do usuwania nakładek.
2. Delikatnie umieść narzędzie do usuwania nakładek w okolicy tylnej części nakładki obok pierwszego zęba trzonowego z dowolnej strony.
3. Ustaw narzędzie pod kątem 90 stopni pomiędzy krawędzią aparatu i linią dziąsła.
4. Aby usunąć nakładkę, powoli pchaj w dół w kierunku ust w przypadku górnego łuku i w górę w przypadku dolnego łuku.

### Trudności z zakładaniem lub zdejmowaniem gumek z uchwytów.

1. Otwórz tweekz 4-w-1 i wykonując ruch obrotowy **2** przesunij do oporu aplikator do zakładania gumek.
2. Umieść gumkę w najgłębszym miejscu aplikatora do zakładania gumek, (tam, gdzie ma on kształt litery U) i załóż ją na pierwszy zaczep.
3. Naciągnij gumkę na drugi zaczep i zamocuj poprzez uniesienie jej do góry i założenie wokół zaczepu.

### Resztki jedzenia lub zanieczyszczenia pomiędzy zębami lub wokół zaczepów.

1. Otwórz tweekz 4-w-1 i wykonując ruch obrotowy **3** przesunij do oporu wykałaczkę dentystyczną.
2. Delikatnie umieść wykałaczkę na powierzchni styku zęba i resztek jedzenia/zanieczyszczeń, następnie delikatnie przesunij na zewnątrz, w kierunku ust.

### Ostry element lub ostra krawędź nakładki powoduje owrzodzenie w miejscu podrażnienia w okolicy policzka, warg lub tkanki miękkiej.

1. Otwórz tweekz 4-w-1 i wykonując ruch obrotowy **4** przesunij do oporu diamentowy pilnik dentystyczny.
2. Zlokalizuj ostre miejsce i przesuwaj pilnik ruchem „tam i z powrotem” do chwili jego wygładzenia i usunięcia problemu.

### Czyszczenie Tweekz.

Narzędzie tweekz 4-w-1 należy czyścić mydłem i wodą lub przetrzeć alkoholem w celu zdezynfekowania.

## INSTRUKCJA PONOWNEGO UŻYCIA

Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub widoczne są oznaki zużycia lub zniszczenia.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA / OBCHODZENIA SIĘ Z NARZĘDZIEM

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania lub obchodzenia się z narzędziem.

## INSTRUKCJA UTYLIZACJI

Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

**Jakikolwiek poważny incydent związany z użyciem narzędzia należy zgłosić do producenta i kompetentnych władz w miejscu zamieszkania użytkownika i/lub pacjenta.**

Data wydania: 04-GRU-2024

Wersja: 1.0



MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen  
33 – Suite 123, 2595 AM  
Haga, Holandia



MedEnvoy Szwajcaria  
Gotthardstrasse 28,  
6302 Zug, Szwajcaria

Sponsor w Australii:  
MedEnvoy Global Pty Ltd  
60 Martin Place  
Sydney, NSW 2000  
Australia