

tweakz® für Zahnsparngen

4-in-1 Ortho Pflegeset mit Tasche

- 1 Gummibänder entfernen und ersetzen
- 2 Verschobene Spangen, Gummibänder und Verunreinigungen entfernen
- 3 Raue Stellen, die Ulzerationen verursachen könnten, glätten
- 4 Für sicheres Schneiden und Halten der scharfen Drähte



VERWENDUNGSZWECK

Tweakz für Zahnsparngen dient zur Unterstützung in folgenden Situationen:

- Anbringen und Entfernen der Gummibänder an/von den Haken oder Bändern gemäß Behandlungsprotokoll
- Entfernen von Zahnsparngen, die sich sichtbar von der Zahnoberfläche abgehoben haben
- Glätten von rauen Haken, Bändern oder Zahnsparngen, die Reizungen an Wangen, Lippen oder Weichgewebe verursachen
- Sicheres Schneiden und Halten von rauem Draht, der an Wange, Zahnfleisch oder Mundvorhof reibt.

INDIKATION

Träger von Zahnsparngen zur kieferorthopädischen Behandlung.

PATIENTENPOPULATION

Tweaks sind für Jugendliche und Erwachsene mit Zahnsparngen zur kieferorthopädischen Behandlung vorgesehen.

VORGESEHENE ANWENDER

Jugendliche und Erwachsene mit Zahnsparngen zur kieferorthopädischen Behandlung.

KONTRAINDIKATIONEN

Es gibt keine spezifischen Kontraindikationen für diese Produkte.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 USA

whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

WARN- UND VORSICHTSHINWEISE

Bitte wenden Sie sich persönlich oder telefonisch an Ihren Kieferorthopäden und dessen Team, wenn Sie Unterstützung bei der Anwendung von Tweakz benötigen. Ihr Kieferorthopäde und sein Team werden Ihnen erklären und zeigen, wie jedes Instrument richtig verwendet wird.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Dieses professionelle Instrument wird während der Behandlung für Folgendes eingesetzt:

Anbringen und Entfernen der Gummibänder an/von den Haken oder Bändern gemäß Behandlungsprotokoll.

1. Den oberen und unteren Arm des ① Tweakz 4-in-1 so drehen, dass der Gummiband-Applikator zugänglich ist und diesen bis zum Anschlag weiter drehen.
2. Das Gummiband in den tiefsten Teil des sichelförmigen Instrumentes stecken, so dass der Gummi ein U bildet, und dann am ersten Haken anbringen.
3. Das Gummiband bis zum zweiten Haken im Mund dehnen, anheben und einmal um den Haken wickeln, so dass es sicher sitzt.

Zahnspange sichtbar von der Zahnoberfläche abgehoben.

1. Den oberen und unteren Arm des Tweakz 4-in-1 so drehen, dass der ② Dental-Pick zugänglich ist und diesen bis zum Anschlag weiter drehen.
2. Das in der Zahnspange eingebettete Gummiband ausfindig machen.
3. Die Zahnspange halten und den Dental-Pick sanft unter oder über der Spangennitte ansetzen und unter das gelöste Gummiband schieben.
4. Sanft herausziehen, um einen kleinen Freiraum zwischen Gummiband und Spange zu erhalten, und gleichzeitig abwechselnd in eine und dann in die andere Ecke ziehen, um das Gummiband zu entfernen.
5. Mit der Hand, die die Zahnspange hält, die Spange herausnehmen, in einen verschließbaren Plastikbeutel geben und diesen beim nächsten Behandlungstermin mitbringen.
6. Wenn die Zahnspange kein Gummiband, sondern einen Schieber mit einem kleinen Loch in der Mitte hat, den Dental-Pick in das Loch stecken und nach oben schieben, um den Schieber am maxillären Bogen (obere Zahnreihe) zu öffnen, dann nach unten ziehen (untere Zahnreihe), um am mandibulären Bogen zu öffnen.
7. Falls zwischen den Zähnen um die Zahnspange herum Verunreinigungen oder Essensreste vorhanden sind, den Dental-Pick sanft auf der Zahnoberfläche zwischen den Zähnen ansetzen und die Essensreste/Verunreinigungen sanft nach außen in Richtung Mund entfernen.

Rauer Haken, Gummiband oder Zahnspange reizen Wangen, Lippen oder Weichgewebe.

1. Den oberen und unteren Arm des Tweakz 4-in-1 so drehen, dass die ③ Diamant-Feile zugänglich ist und diese bis zum Anschlag weiter drehen.
2. Die raue Stelle ausfindig machen und mit der Feile durch Vor- und Zurückbewegung abschleifen, bis sie glatt ist und keine Probleme mehr verursachen kann.

Rauer Draht reibt gegen Wange, Zahnfleisch oder Mundvorhof.

1. Die Feder am unteren Arm durch Umbiegen in Richtung ④ Drahtschneider und Griff justieren. Dadurch wird zwischen dem oberen und unteren Arm ein Widerstand erzeugt.
2. Mit einem Finger die Wange nach außen drücken, um den Draht und dessen Lage ausfindig zu machen.
3. Das Instrument zusammen mit dem Drahtschneider und Griff um den Draht herum ansetzen.
4. Den Drahtschneider mit Griff an der Stelle, an der der Draht herausragt, bündig am Band oder an der Spange ansetzen.
5. Den oberen und unteren Arm zusammendrücken, und wenn der Schnitt zu spüren ist, den oberen und unteren Arm weiterhin geschlossen halten, um den abgeschnittenen Draht greifen zu können. Dann kann das Tweakz 4-in-1-Instrument sicher aus dem Mund entfernt werden.
6. Den oberen und unteren Arm freigeben und den abgeschnittenen Draht entsorgen.
7. Zum Schließen des Tweakz 4-in-1 zuerst die Feder vom Drahtschneider mit Griff weg biegen, so dass der obere und untere Arm nicht mehr im Eingriff sind.

Reinigen des Tweakz.

Das Tweakz 4-in-1-Instrument mit Wasser und Seife abwaschen oder zum Desinfizieren mit Alkohol abwischen.

Am nächsten Arbeitstag in der Kieferorthopädie-Praxis anrufen und einen Termin vereinbaren.

ANWEISUNGEN ZUR WIEDERVERWENDUNG

Bei Schäden oder Anzeichen von Verschleiß darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

LAGER- / HANDHABUNGSBEDINGUNGEN

Es gibt keine speziellen Anweisungen für die Lagerung und Handhabung des Produkts.

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG

Das Produkt gemäß den örtlich geltenden Bestimmungen und Richtlinien entsorgen.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der in Verbindung mit der Verwendung des Produkts aufgetreten ist, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Ausgabedatum: 04. DEZ. 2024

Revision: 1.0

EC REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM
Den Haag, Niederlande

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Schweiz

Sponsor in Australien:
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australien