

tweakz®

Narzędzie do aparatów ortodontycznych

Narzędzie ortodontyczne 4-w-1
z pudełkiem do przechowywania

- 1 Usuwanie i zakładanie gumek
- 2 Usuwanie przemieszczonych zaczepów, gumek i zanieczyszczeń
- 3 Wygładzanie szorstkich miejsc, które powodują owrzodzenie
- 4 Bezpieczne odcinanie i przytrzymywanie ostrego drutu



PRZEZNACZENIE

Tweakz do aparatów ortodontycznych służy do:

- Mocowania lub usuwania gumek z haczyków, lub gumek przypisanych do protokołu leczenia
- Usuwania zaczepów w widoczny sposób odłączonych od powierzchni zęba
- Wygładzania ostrych haczyków, gumek lub zaczepów powodujących podrażnienie policzka, warg lub tkanki miękkiej
- Bezpiecznego przycinania i przytrzymania ostrego drutu ocierającego policzek, dziąsło lub przedsionek jamy ustnej

WSKAZANIA

Do używania przez osoby z aparatami ortodontycznymi.

POPULACJA PACJENTÓW

Narzędzie Tweaks przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych z aparatami ortodontycznymi.

DOCELOWI UŻYTKOWNICY

Młodzież i osoby dorosłe z aparatami ortodontycznymi.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie ma szczególnych przeciwwskazań dotyczących stosowania narzędzia.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 USA
whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI

Jeżeli niezbędna jest pomoc w zakresie używania narzędzia, należy zadzwonić lub udać się do swojego zespołu ortodontycznego. Objaśnią oni i zademonstrują, jak używać każdego przyrządu w komfortowy sposób.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To profesjonalne narzędzie służy jako pomoc w przypadku wystąpienia w trakcie leczenia następujących problemów:

Mocowanie lub usuwanie gumek z haczyków, lub gumek przypisanych do protokołu leczenia.

1. Otwórz górne i dolne ramię ① tweekz 4-w-1 i obróć do oporu aplikator gumek.
2. Umieść gumkę w najgłębszym miejscu narzędzia w kształcie sierpa (tam, gdzie ma ono kształt litery U) i załóż ją na pierwszy haczyk.
3. Naciągnij gumkę na drugi haczyk w jamie ustnej i umieść na nim poprzez uniesienie jej i założenie wokół zaczepu.

Zaczep w widoczny sposób odłączył się od powierzchni zęba.

1. Otwórz górne i dolne ramię tweekz 4-w-1 i obróć do oporu ② wykałaczkę dentystyczną.
2. Zlokalizuj gumkę osadzoną dookoła zaczepu.
3. Przytrzymując zaczep, delikatnie umieść wykałaczkę dentystyczną poniżej lub powyżej środka zaczepu, aby chwycić od spodu gumkę.
4. Delikatnie pociągnij ku sobie, aby wytworzyć niewielką przestrzeń pomiędzy gumką i zaczepem, pociągając jednocześnie delikatnie w kierunku jednego i drugiego rogu w celu zdjęcia gumki.
5. Ręką przytrzymującą zaczep usuń go i włóż do torebki z zamknięciem strunowym w celu zabrania go na następną wyznaczoną wizytę.
6. Jeżeli dookoła zaczepu nie ma gumki, ale w jego środkowej części znajdują się przesuwne drzwiczki z małym otworem, umieść wykałaczkę dentystyczną w otworze i przesun w górę, aby otworzyć łuk szczękowy (górne zęby) i przesun w dół na łuk żuchwowy (dolne zęby).
7. Jeżeli zauważysz pomiędzy zębami lub wokół zaczepu resztki jedzenia lub zanieczyszczenia, delikatnie umieść wykałaczkę dentystyczną na powierzchni styku zęba i resztek jedzenia/ zanieczyszczeń, następnie przesun na zewnątrz, w kierunku ust.

Ostry haczyk, gumka lub zaczep podrażniają policzek, wargę lub tkankę miękką.

1. Otwórz górne i dolne ramię tweekz 4-w-1 i obróć do oporu ③ diamentowy pilnik dentystyczny.
2. Zlokalizuj ostre miejsce i przesuwaj pilnik ruchem „tam i z powrotem” do chwili jego wygładzenia i usunięcia problemu.

Ostry drut ociera policzek, dziąsło lub przedśonek jamy ustnej.

1. Wyreguluj sprężynę na poprzez jej ściśnięcie w kierunku ④ narzędzia do przycinania i przytrzymywania drutu. Wytworzy to opór pomiędzy górnym i dolnym ramieniem.
2. Odciągnij palcem policzek na zewnątrz, aby zlokalizować drut i jego pozycję.
3. Delikatnie umieść narzędzie do przycinania i przytrzymywania drutu wokół drutu.
4. Wyrównaj narzędzie do przycinania i przytrzymywania drutu z gumką lub zaczepem w miejscu, gdzie wystaje drut.
5. Ściśnij razem górne i dolne ramię; gdy poczujesz przecięcie, nadal przytrzymuj górne i dolne ramię w zamkniętej pozycji, aby chwycić odcięty kawałek drutu i w bezpieczny sposób wyjąć tweekz 4-w-1 z jamy ustnej.
6. Zwolnij górne i dolne ramię i wyrzuć odcięty kawałek drutu.
7. Zamknij narzędzie tweekz 4-w-1 poprzez złożenie sprężyny w kierunku przeciwnym do narzędzia do przycinania i przytrzymywania drutu, tak aby nastąpiło rozprężenie górnego i dolnego ramienia.

Czyszczenie Tweekz.

Narzędzie tweekz 4-w-1 należy czyścić mydłem i wodą lub przetrzeć alkoholem w celu zdezynfekowania.

W następnym dniu roboczym skontaktuj się telefonicznie z gabinetem ortodontycznym, aby ustalić dogodny dla Ciebie termin wizyty.

INSTRUKCJA PONOWNEGO UŻYCIA

Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub widoczne są oznaki zużycia lub zniszczenia.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA / OBCHODZENIA SIĘ Z NARZĘDZIEM

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania lub obchodzenia się z narzędziem.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI

Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Jakikolwiek poważny incydent związany z użyciem narzędzia należy zgłosić do producenta i kompetentnych władz w miejscu zamieszkania użytkownika i/lub pacjenta.

Data wydania 04-GRU-2024

Wersja: 1.0

EC **REP**

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM
Haga, Holandia

CH **REP**

MedEnvoy Szwajcaria
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Szwajcaria

Sponsor w Australii:
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australia