

Verlicht pijn met **Comfort Tape**!



comforttape™

orthocare essentials™
Tape voor tanden en tandvlees

gezonde mond
geheel natuurlijk

zeezoutmineralen en
functionele elementen



directe
pijnverlichting
voor tanden en
tandvlees
1 uur of langer

6 strips

Verlicht pijn en vermindert irritatie

Helpt pijnlijke tanden en tandvlees

Fantastisch voor braces, aligners en meer!



Verlicht pijn met **Comfort Tape**!

comforttape™

orthocare essentials™

De innovatieve formulering van **Comfort Tape** is bedacht door een orthodontist die op zoek was naar een op wetenschap en onderzoek gebaseerde oplossing voor ongemak bij het dragen van beugels en aligners. Onze formulering is een van de allereerste formuleringen met ingrediënten die irritatie van ontstoken tandvlees verlichten en gevoelig tandglazuur ontlasten.



- Vervaardigd met natuurlijke en functionele ingrediënten
- Biedt de beste formulering wel 1 uur lang
- Verlicht de pijn en helpt tanden en tandvlees
- Kan veilig onder mondbeschermers gebruikt worden

Scan om te bestellen



Hoe gebruik je Comfort Tape

1. Open de verpakking met Comfort Tape en trek een stukje eraf door het bij de randen beet te pakken.
2. Droog het gebied met een tissue of gaas af voordat je de tape aanbrengt, zodat hij goed blijft zitten.
3. Bewaar de rest van de Comfort Tape in de verpakking en sluit die goed af.
4. Plaats de Comfort Tape op de tanden en gebruik de perforatielijnen om hem midden op het probleemgebied aan te brengen.
5. Plaats over beugels of aligners en duw erboven en eronder tegen het tandvlees en de tanden.
6. Laat de tape 1 uur of langer zitten.
7. Eat of drink niets, zodat het verlichtende effect zo lang mogelijk aanhoudt.
8. Je kunt de tape altijd lostrekken en normaal eten en drinken.

Alle rechten voorbehouden. Octrooi aangevraagd. Vervaardigd in de VS. Vervaardigd voor: ORTHONU, LLC.
Rumson, NJ 07760, VS



8 50035 48908 6

