

Linderung dank **Comfort Tape!**

comforttape™

orthocare essentials™

Klebestreifen für Zähne und Zahnfleisch

Förderung der
Mundgesundheit
ganz natürlich



Meersalzminerale und
funktionelle Bestandteile



**Sofortige Hilfe
für Zähne und
Zahnfleisch**
wirkt bis zu
1 Stunde oder
auch länger

6 Streifen

Zum Lindern und Abschwächen von Reizungen

**Beruhigende Wirkung bei schmerzenden Zähnen und
gereiztem Zahnfleisch**

Ideal für Zahnsparren, Aligner und sonstige
Zahnkorrektursysteme geeignet!



Linderung dank **Comfort Tape!**

comforttape™

orthocare essentials™

Die innovative Zusammensetzung von **Comfort Tape** wurde von einem Kieferorthopäden entwickelt, um eine auf Wissenschaft und Forschung basierende Lösung zur Linderung von Beschwerden beim Tragen von Zahnsparren und Alignern bereitzustellen. Unsere Rezeptur ist eine der ersten mit Inhaltsstoffen zur Abschwächung der mit Zahnfleischentzündungen einhergehenden Reizungen und zur Schmerzlinderung bei empfindlichen Zähnen.



- Mit natürlichen und funktionellen Inhaltsstoffen
- Optimale Wirkung für mindestens 1 Stunde
- Beruhigende Wirkung und Schmerzlinderung an Zähnen und Zahnfleisch
- Sichere Anwendung unter Mundschutzeinrichtungen

Zum Bestellen scannen



So wird Comfort Tape verwendet

1. Öffnen Sie Comfort Tape, halten Sie die Trägerfolie an den Ecken fest und ziehen Sie ein Teil ab.
2. Trocknen Sie die betroffene Stelle vor der Anwendung mit einem Stück Stoff oder Verbandmull, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
3. Bewahren Sie die restlichen Comfort Tape Streifen in der fest verschlossenen Verpackung auf.
4. Positionieren Sie Comfort Tape so an den Zähnen, dass die perforierten Linien über der betroffenen Stelle zentriert sind.
5. Drücken Sie den Klebestreifen an Zahnsparre oder Aligner und oben und unten an Zahnfleisch und Zähnen fest.
6. Sie können den Klebestreifen 1 Stunde oder auch länger an der betroffenen Stelle belassen.
7. Zur Gewährleistung einer optimalen wohltuenden Wirkung sollten Sie während der Anwendung nichts essen oder trinken.
8. Sie können den Streifen jedoch jederzeit abziehen und normal essen und trinken.

Alle Rechte vorbehalten. Patent angemeldet. Hergestellt in den USA. Hergestellt für: ORTHONU, LLC, Rumson, NJ 07760

