

mouth-aid™

orthocare essentials™

Hilfe für das Weichgewebe in der Mundhöhle

Förderung der
Mundgesundheit
natürlich



Meersalzminerale und funktionelle Bestandteile



Sofortige
Wundlinderung
für mindestens 1 bis
2 Stunden

6 mouth-aids

Schützt das Weichgewebe an den Innenseiten
der Lippen und Wangen

Linderung von Druckstellen und Reizungen

Ideal für Zahnspangen, Aligner und sonstige
Zahnkorrektursysteme geeignet!



mouth-aid™

orthocare essentials™

Die innovative Zusammensetzung von **mouth-aid** wurde von einem Kieferorthopäden entwickelt, um eine auf Wissenschaft und Forschung basierende Lösung zur Linderung von Beschwerden beim Tragen von Alignern und Zahnspangen bereitzustellen. **mouth-aid** zählt zu den ersten Produkten mit funktionellen Inhaltsstoffen zur Linderung von jeglichen Reizungen im Mund. Ganz gleich, ob Sie zur kieferorthopädischen Behandlung eine Zahnspange tragen oder Aligner verwenden, **mouth-aid** können Sie so oft anwenden, wie Sie möchten.



- Mit funktionellen und natürlichen Inhaltsstoffen
- Optimale Wirkung für mindestens 1 Stunde
- Beruhigende und schützende Wirkung im Mund, an den Innenseiten der Lippen und Wangen
- Schützt das Weichgewebe in der Mundhöhle

Zum Bestellen scannen



So wird use **mouth-aid** verwendet

1. Öffnen Sie die Verpackung von mouth-aid und trocknen Sie die gereizte Stelle.
2. Halten Sie die Trägerfolie an den Ecken fest und ziehen Sie 1 mouth-aid ab.
3. Bewahren Sie die restlichen mouth-aids in der fest verschlossenen Verpackung auf.
4. Bringen Sie mouth-aid an der schmerzenden bzw. gereizten Stelle an und drücken Sie es fest.
5. Sie können den Streifen 1 bis 2 Stunden oder auch länger an der betroffenen Stelle belassen.
6. Zur Gewährleistung einer optimalen beruhigenden Wirkung sollten Sie während der Anwendung nichts essen oder trinken.
7. Sie können den Streifen jedoch jederzeit abziehen und normal essen und trinken.



Alle Rechte vorbehalten. Patent angemeldet. Hergestellt in den USA. Hergestellt für: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

