

Mouth-aid zapewni ulgę i ukojenie!



Mouth-aid zapewni ulgę i ukojenie!

mouth-aid™

mouth-aid™

orthocare essentials™

orthocare essentials™

Ulgę dla tkanki miękkiej i jamy ustnej

zdrowa jama ustna
naturalne składniki

natychmiastowa
ulgę w
przypadku ran
przez 1-2 godziny
lub dłużej

6 pasków

minerały soli morskiej
i aktywne składniki



Chroni tkankę miękką wewnętrznej strony ust i policzków

Łagodzi ból związany z owrzodzeniem i podrażnieniem

Doskonale sprawdza się w przypadku aparatów ortodontycznych, nakładek i nie tylko!



Zeskanuj, aby
zamówić

- Zawiera aktywne i naturalne składniki
- Zapewnia najlepszą formułę działającą nawet przez godzinę lub dłużej
- Łagodzi ból i chroni jamę ustną, wewnętrzną stronę ust i policzków
- Chroni tkankę miękką w jamie ustnej

Jak używać mouth-aid



1. Otwórz opakowanie z mouth-aid i osusz podrażniony obszar.
2. Przytrzymując za brzegi, odklej jeden mouth-aid.
3. Pozostałe paski mouth-aid przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
4. Umieść mouth-aid na powodującym dyskomfort lub podrażnionym obszarze i przyciśnij.
5. Trzymaj pasek przez 1-2 godziny lub dłużej.
6. Aby zmaksymalizować uczucie ulgi, w tym czasie nie jedz i nie pij niczego.
7. W dowolnej chwili odklej, aby normalnie jeść i pić.

Wszystkie prawa zastrzeżone Postępowanie patentowe w toku Wykonano w USA Wyprodukowano dla: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

Seria 030424 Użyć do 2026-03

