

tweakz® voor aligners

4-in-1 Ortho-verzorgingstool met bewaardoosje

- 1 Verwijderen van moeilijk te verwijderen retentiebeugels
- 2 Verwijderen en vervangen van elastiekjes
- 3 Verwijderen van elastiekjes en vuil
- 4 Polijsten van ruwe plekken die zweertjes veroorzaken



DOEL

Tweakz for Aligners kan worden gebruikt:

- om aligners te verwijderen;
- bij problemen met het bevestigen van elastiekjes op, of verwijderen van elastiekjes van, de bevestigingspunten;
- voor het verwijderen van voedsel of resten die tussen de tanden of om het bevestigingspunt blijven plakken;
- voor het polijsten van scherpe bevestigingspunten of scherpe stukjes van de aligner die zweertjes of irritatie van de wang, lippen of weke delen veroorzaken.

INDICATIE

Gebruikers van orthodontische aligners.

BEOOGDE PATIËNTPOPULATIE

De Tweaks zijn bestemd voor gebruik door (jong-)volwassenen met orthodontische aligners.

BEOOGDE GEBRUIKERS

(Jong-)volwassenen met orthodontische aligners.

CONTRA-INDICATIES

Er gelden geen specifieke contra-indicaties voor deze hulpmiddelen.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY 07701 VS

whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Raadpleeg je orthodontist en diens team voor hulp bij het gebruik van het Tweaks-instrument. Zij kunnen uitleggen en laten zien hoe je elk instrument gebruikt, om alle zorgen weg te nemen.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

Aligner verwijderen.

1. Open de tweakz 4-in-1 om de alignerverwijderaar **1** open te klappen en draai hem helemaal rond totdat hij stopt.
2. Plaats de alignerverwijderaar voorzichtig bij de achterkant van de aligner, bij de eerste kies aan een van de kanten.
3. Houd hem onder een hoek van 90 graden tussen de rand van de aligner-marge en de tandvleesrand.
4. Duw langzaam omlaag naar de mond toe op de bovenste tandboog, of omhoog op de onderste tandboog, om de aligner te verwijderen.

Moeite met het bevestigen van elastiekjes op, of verwijderen van elastiekjes van, de bevestigingspunten.

1. Open de tweakz 4-in-1 om de elastiek-applicator open te **2** klappen en draai hem helemaal rond totdat hij stopt.
2. Plaats het elastiekje in het diepste deel van de elastiek-applicator, op de plaats waar deze een 'U' vormt, en plaats het vervolgens op het eerste bevestigingspunt.
3. Trek het elastiekje naar het tweede bevestigingspunt en bevestig het door het op te tillen en eromheen te plaatsen als het elastiekje goed zit.

Voedsel of resten die tussen de tanden of om het bevestigingspunt blijven plakken.

1. Open de tweakz 4-in-1 om het tandhaakje open te **3** klappen en draai het helemaal rond totdat het stopt.
2. Plaats het tandhaakje voorzichtig op het vlak tussen de tand en het vuil/de etensresten en duw het voorzichtig naar buiten, naar je mond toe.

Scherp bevestigingspunt of scherp stukje van aligner veroorzaakt zweertjes of irritatie van wang, lip of weke delen.

1. Open de tweakz 4-in-1 om de diamantvijl voor **4** tanden open te klappen en draai hem helemaal rond totdat hij stopt.
2. Zoek het scherpe plekje en beweeg het vijltje heen en weer totdat het plekje glad is en geen probleem meer vormt.

Je Tweakz schoonmaken.

Was de tweakz 4-in-1 met water en zeep of neem hem af met alcohol om hem te desinfecteren.

INSTRUCTIES VOOR HERGEBRUIK

Dit hulpmiddel mag niet gebruikt worden als het beschadigd is of tekenen van slijtage vertoont.

VOORWAARDEN VOOR BEWARING/HANTERING

Er gelden geen speciale instructies voor bewaring of hantering.

INSTRUCTIES VOOR AFVOER

Dit hulpmiddel moet worden afgevoerd volgens de plaatselijke wet- en regelgeving.

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot gebruik van het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Publicatiedatum: 04-DEC-2024

Revisie: 1.0



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 Suite 123
2595 AM Den Haag, Nederland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Zwitserland

Australische sponsor:
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australië