

tweakz® pour aligneurs

Outil de soins orthodontiques 4-en-1
et étui de voyage

- 1 Retrait des gouttières d'alignement
- 2 Retrait et remplacement des élastiques
- 3 Retrait des élastiques et des résidus
- 4 Lissage des aspérités causant des ulcérations



DESTINATION

L'outil Tweakz pour aligneurs est prévu pour aider :

- au retrait des aligneurs
- à la fixation ou au retrait des élastiques des fixations
- à l'élimination des aliments ou résidus coincés entre les dents ou autour de la fixation
- au lissage de la fixation ou partie coupante de l'aligneur provoquant une ulcération ou une irritation au niveau de la joue, des lèvres ou des tissus mous.

INDICATION

Utilisateurs de gouttières orthodontiques.

POPULATION DE PATIENTS

Les Tweaks sont destinés aux adolescents et aux adultes porteurs de gouttières orthodontiques.

UTILISATEURS AUXQUELS LE DISPOSITIF EST DESTINÉ

Adolescents et adultes porteurs de gouttières orthodontiques.

CONTRE-INDICATIONS

Il n'y a pas de contre-indications particulières pour ce dispositif.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 États-Unis
whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Veillez appeler ou consulter votre orthodontiste et son équipe si vous avez besoin d'aide pour utiliser le dispositif Tweakz. Ils pourront vous expliquer et vous montrer comment utiliser chaque outil pour vous sentir à l'aise.

MODE D'EMPLOI

Retrait d'un aligneur.

1. Ouvrir l'outil tweakz 4-en-1 : dégager la branche de **1** retrait d'aligneur et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Placer délicatement l'extracteur vers l'extrémité arrière de l'aligneur, au niveau de la première molaire.
3. L'orienter avec un angle de 90° entre le bord de l'aligneur et la limite gingivale.
4. Appuyer lentement vers le bas de la bouche sur l'arcade supérieure et vers le haut sur l'arcade inférieure pour retirer l'aligneur.

Difficulté de fixation ou de retrait des élastiques.

1. Ouvrir l'outil tweakz 4-en-1 : dégager la branche de pose **2** d'élastique et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Placer l'élastique dans le crochet en U de l'outil de pose d'élastique et le diriger vers le premier taquet de fixation.
3. Tirer l'élastique jusqu'à un autre taquet et le soulever pour le placer autour jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Aliments ou résidus coincés entre les dents ou autour de la fixation.

1. Ouvrir l'outil tweakz 4-en-1 : dégager la branche de **3** curette dentaire et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Placer délicatement la curette sur la surface de la dent et extraire les aliments/résidus avec précaution vers l'intérieur de la bouche.

Fixation ou partie coupante de l'aligneur provoquant une ulcération ou une irritation au niveau de la joue, des lèvres ou des tissus mous.

1. Ouvrir l'outil tweakz 4-en-1 : dégager la branche de **4** lime dentaire diamantée et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Repérer l'aspérité responsable de l'irritation et limer jusqu'à éliminer la gêne.

Nettoyage de l'outil Tweakz

Nettoyer l'outil tweakz 4-en-1 avec de l'eau savonneuse ou l'essuyer avec de l'alcool pour le désinfecter.

INSTRUCTIONS DE RÉUTILISATION

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé ou présente des signes d'usure.

CONDITIONS DE STOCKAGE / MANIPULATION

Aucune instruction particulière de stockage ou de manipulation n'est nécessaire

INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION

Éliminer ce dispositif conformément à la réglementation et aux directives locales.

Tout incident grave survenu en lien avec l'utilisation du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel réside l'utilisateur et/ou le patient.

Date d'émission : 04-DÉC-2024

Révision : 1.0

EC REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM
La Haye, Pays-Bas

CH REP

MedEnvoy Suisse
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Suisse

Représentant australien :
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australie