

tweakz®

Per allineatori

Strumento di cura ortodontica 4-in-1
e custodia da viaggio

- 1 Rimuove le mascherine di allineamento
- 2 Rimuove e sostituisce gli elastici
- 3 Rimuove gli elastici e i residui di cibo
- 4 Liscia i punti ruvidi che causano ulcerazioni



USO PREVISTO

Lo strumento Tweakz per allineatori ha lo scopo di agevolare le seguenti operazioni:

- Rimozione degli allineatori.
- Difficoltà ad applicare o rimuovere gli elastici sugli attacchi.
- Rimozione di cibo o residui incastrati tra i denti o intorno all'attacco.
- Levigatura di una superficie tagliente dell'attacco o dell'allineatore che causa ulcerazioni o irritazioni alla guancia, al labbro o ai tessuti molli.

INDICAZIONI

Per chi indossa allineatori ortodontici.

POPOLAZIONE DI PAZIENTI

Lo strumento Tweakz è destinato all'uso da parte di adolescenti e adulti con allineatori ortodontici.

DESTINATARI

Adolescenti e adulti con allineatori ortodontici.

CONTROINDICAZIONI

Non ci sono controindicazioni specifiche all'uso di questi dispositivi.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 USA

whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Per assistenza nell'uso dello strumento Tweakz, rivolgersi al proprio ortodontista, che saprà spiegare e mostrare l'utilizzo di ciascun accessorio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rimozione degli allineatori.

1. Aprire lo strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare
1 l'accessorio per la rimozione degli allineatori finché non scorre più.
2. Posizionare delicatamente l'accessorio per la rimozione degli allineatori verso la parte posteriore dell'allineatore, vicino al primo molare da entrambi i lati.
3. Posizionarlo a un angolo di 90 gradi tra il margine dell'allineatore e il bordo gengivale.
4. Per l'arcata superiore spingere lentamente verso il basso, mentre per l'arcata inferiore spingere verso l'alto, fino a rimuovere l'allineatore.

Difficoltà ad applicare o rimuovere gli elastici sugli attacchi.

1. Aprire lo strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare
2 l'accessorio per l'applicazione degli elastici finché non scorre più
2. Inserire l'elastico nella parte più profonda dell'applicatore per elastici, dove forma una U, e poi fissarlo al primo attacco.
3. Allungare l'elastico e fissarlo al secondo attacco, quindi sollevare e girare l'accessorio una volta che l'elastico è ben saldo.

Cibo o residui incastrati tra i denti o intorno all'attacco.

1. Aprire lo strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare
3 l'accessorio per la pulizia dentale finché non scorre più.
2. Posizionare delicatamente l'accessorio sulla superficie del dente nel punto in cui si trovano i residui da eliminare, quindi muoverlo con cautela verso l'esterno della bocca.

Superficie tagliente dell'attacco o dell'allineatore che causa ulcerazioni o irritazioni alla guancia, al labbro o ai tessuti molli.

1. Aprire lo strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare
4 l'accessorio con la lima dentale diamantata finché non scorre più
2. Individuare il punto tagliente e muovere la lima in avanti e indietro fino a quando la superficie sarà liscia e non presenterà più problemi.

Pulizia dello strumento Tweakz.

Pulire lo strumento Tweakz 4-in-1 con acqua e sapone o con alcool per disinfettare.

ISTRUZIONI PER IL RIUTILIZZO

Non usare il dispositivo se è danneggiato o mostra segni di usura.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

Non è necessario seguire particolari istruzioni di conservazione o manipolazione.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo in osservanza delle leggi e delle linee guida locali.

Qualsiasi incidente grave che si verifichi in correlazione all'uso del dispositivo deve essere segnalato al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro a cui appartengono l'utilizzatore e/o il paziente.

Data di pubblicazione: 04/12/2024

Revisione: 1.0

EC REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM
L'Aia, Paesi Bassi

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Svizzera

Sponsor australiano:
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australia