

tweakz® (アライナー用)

1台4役の歯列矯正ケアツール&
トラベルケース

- 1 保定アライナートレイを取り外す
- 2 矯正用ゴムを取り外し／交換する
- 3 エラスティック（顎間ゴム）
や食べかすを除去する
- 4 口内炎の原因となる
接触部分の突起を削る



鏡付きトラベルケース

使用目的

Tweakz (アライナー用) の使用目的は、以下のとおりです。

- アライナーの取り外し
- アタッチメントへのゴムの着脱が難しい場合
- 歯と歯の間やアタッチメントの周囲の食べかすや食べ物を除去する場合
- 頬、唇または軟組織の周囲での口内炎や炎症の原因となる、鋭利なアタッチメントまたはアライナーの鋭利な部分を滑らかにする場合

適応

矯正用アライナーの使用者

対象患者

Tweakzは、矯正用アライナーを利用している思春期から成人の方を対象としています。

使用対象者

矯正用アライナーを利用している思春期から成人の方

禁忌

これらの機器には特別な禁忌はありません。



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 USA

whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions

You got this!

警告および注意事項

Tweakz歯列矯正器具の使用に関して支援が必要な場合は、お電話いただくか、矯正歯科医およびチームにご相談ください。各器具の使い方を実演しながら説明してもらえるため、安心してご利用いただけるようになります。

使用方法

ライナーの取り外し

1. tweakz 4-in-1を開け、ライナーリムーバーを引き出し、
① 完全に止まるまで延ばします。
2. 左右の第一大臼歯または第二大臼歯から、ライナーリムーバーをライナーの裏側にゆっくり差し込みます。
3. ライナーの縁と歯肉ラインの間に、90度の角度でリムーバーをセットします。
4. 上の歯は下方向へ、下の歯は上方向へゆっくりとライナーを外します。

アタッチメントへのゴムの着脱が難しい場合

1. tweakz 4-in-1を開け、矯正用ゴム掛けフックを引き出し、
② 完全に延ばします。
2. 矯正用ゴム掛けフックの奥の「U」の字になっている部分にエラスティック（顎間ゴム）を掛け、最初のアタッチメントに掛けます。
3. 口内の2番目のアタッチメントまでゴムを引っ張り、ゴムがしっかりと掛かったら、一端を持ち上げて位置を調整します。

歯と歯の間やアタッチメントの周囲に食べかすや食べ物が詰まっている場合

1. tweakz 4-in-1を開け、デンタルピックを引き出し、
③ 完全に止まるまで延ばします。
2. 歯の表面と食べかす・食べ物の上にデンタルピックをそっと差し込んで掻き出し、口の中に落とします。

鋭利なアタッチメントまたはライナーの鋭利な部分が原因で、頬、唇または軟組織の周囲に口内炎や炎症が起きる場合

1. tweakz 4-in-1を開け、歯科用ダイヤモンドヤスリを
④ 引き出し、完全に止まるまで延ばします。
2. ヤスリを前後に動かしながら鋭利な部分を見つけ、その部分が滑らかになって問題がなくなるまで削ります。

Tweakzを清掃する場合

tweakz 4-in-1 器具を石鹸と水で洗浄するか、アルコールで拭いて消毒してください。

再利用の際の指示

機器が損傷している場合や摩耗の兆候が見られる場合は使用しないでください。

保管・取り扱い条件

保管や取り扱いに関する特別な指示はありません。

廃棄の際の指示

この機器は、地域の規制・指針に従って廃棄してください。

本機器の使用に関連して重大なインシデントが発生した場合はすべて、製造元および使用者や患者が所在する加盟国の管轄当局に報告する必要があります。

発行日: 2024年12月4日

改訂版: 1.0



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM
The Hague, The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Switzerland

Australian Sponsor:
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australia