

# tweakz®

## Pre neviditeľný zubný strojček

Nástroj 4 v 1 na ortopedickú starostlivosť  
a cestovné puzdro

- 1 Odstránenie retenčných lyžíc neviditeľného zubného strojčka
- 2 Odstránenie a výmena gumičiek
- 3 Odstránenie gumičiek a nečistôt
- 4 Vyhľadanie drsných miest, ktoré spôsobujú tvorbu vredov



Cestovné puzdro  
so zrkadlom



## URČENÝ ÚČEL

Nástroj Tweakz pre neviditeľný zubný strojček je určený na pomoc v nasledujúcich situáciách:

- odstraňovanie neviditeľného zubného strojčka,
- ťažkosti s pripevňovaním gumičiek k nadstavcom alebo ich odstraňovaním,
- odstraňovanie jedla alebo nečistôt zachytených medzi zubami alebo okolo nadstavca,
- vyhľadanie ostrého nadstavca alebo ostrej časti neviditeľného zubného strojčka, ktorý spôsobuje tvorbu vredov alebo podráždenie v okolí tváre, pier alebo mäkkého tkaniva.

## INDIKÁCIA

Používatelia ortodontického neviditeľného zubného strojčka.

## POPULÁCIA PACIENTOV

Nástroj Tweakz je určený pre dospelé a dospelé osoby s ortodontickým neviditeľným zubným strojčekom.

## URČENÍ POUŽÍVATELIA

Dospelé a dospelé osoby s ortodontickým neviditeľným zubným strojčekom.

## KONTRAINDIKÁCIE

Pre tieto pomôcky neexistujú žiadne špecifické kontraindikácie.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,  
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 USA

whatsnu@orthonu.com • [orthonu.com](http://orthonu.com)



Self-Care Solutions  
*You got this!*

## VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak by ste potrebovali pomoc pri používaní nástroja Tweakz, kontaktujte alebo navštívte svojho ortodontistu a tím. Môžu vám vysvetliť a ukázať, ako sa jednotlivé nástroje používajú, aby ste sa cítili pohodlne.

## NÁVOD NA POUŽITIE

### Nástroj na vyberanie neviditeľného zubného strojčeka.

1. Otvorte nástroj Tweakz 4 v 1, otočením otvorte **1** nadstavec nástroja na vyberanie neviditeľného zubného strojčeka a vysuňte ho až na doraz.
2. Opatrne umiestnite nástroj na vyberanie neviditeľného zubného strojčeka smerom k zadnej časti neviditeľného zubného strojčeka pri prvej stoličke na oboch stranách.
3. Umiestnite ho pod uhlom 90 stupňov medzi okraj neviditeľného zubného strojčeka a líniu ďasna.
4. Pomaly zatlačte smerom nadol k ústam na hornom oblúku a smerom nahor na dolnom oblúku, aby ste neviditeľný zubný strojček vybrali.

### Ťažkosti s pripevňovaním gumičiek k nadstavcom alebo ich odstraňovaním.

1. Otvorte nástroj Tweakz 4 v 1, otočením otvorte **2** nadstavec aplikátora gumičiek a vysuňte ho až na doraz.
2. Vložte gumičku do najhlbšej časti aplikátora gumičiek, kde vytvára písmeno U, a potom ju nasadíte na prvý nadstavec.
3. Natiahnite gumičku na druhý nadstavec a pripevnite ju zdvihnutím nahor a obtočením, keď je gumička zaistená.

### Jedlo alebo nečistoty zachytené medzi zubami alebo okolo nadstavca.

1. Otvorte nástroj Tweakz 4 v 1, otočením otvorte **3** nadstavec dentálneho podberáka a vysuňte ho až na doraz.
2. Jemne priložte podberák na povrch rozhrania medzi zubom a jedlom/nečistotami a jemne posúvajte von smerom k ústam.

### Ostrý nadstavec alebo ostrá časť neviditeľného zubného strojčeka spôsobuje tvorbu vredov alebo podráždenie v okolí tváre, pier alebo mäkkého tkaniva.

1. Otvorte nástroj Tweakz 4 v 1, otočením otvorte **4** diamantový dentálny pilník a vysuňte ho až na doraz.
2. Vyhľadajte ostré miesto a pohybujte pilníkom tam a späť, kým nebude miesto hladké a nebude viac spôsobovať problémy.

### Čistenie nástroja Tweakz.

Nástroj Tweakz 4 v 1 vyčistíte vodou a mydlom alebo utrite alkoholom, aby ste ho vydezinfikovali.

## NÁVOD NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

Ak je pomôcka poškodená alebo vykazuje známky opotrebovania, nepoužívajte ju.

## PODMIENKY SKLADOVANIA/MANIPULÁCIE

Nie sú potrebné žiadne špeciálne pokyny na skladovanie alebo manipuláciu

## POKYNY NA LIKVIDÁCIU

Túto pomôcku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a usmerneniami.

**Každý závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s používaním pomôcky, sa má nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu v členskom štáte, v ktorom má používateľ a/alebo pacient sídlo.**

Dátum vydania: 4. decembra 2024

Revízia: 1.0



MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen  
33 – Suite 123, 2595 AM  
The Hague, Holandsko



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28,  
6302 Zug, Švajčiarsko

Austrálsky zadávateľ:  
MedEnvoy Global Pty Ltd  
60 Martin Place  
Sydney, NSW 2000  
Austrália