

tweakz® para alineadores

Herramienta 4 en 1 para cuidados
ortodóncicos y estuche de transporte

- 1 Para extraer las bandejas de alineadores retentivos
- 2 Para extraer y cambiar las gomas elásticas
- 3 Para extraer los elásticos y residuos
- 4 Para suavizar las zonas ásperas causantes de ulceraciones



USO PREVISTO

El producto Tweakz para alineadores está diseñado para ayudar a:

- Extraer alineadores
- Resolver dificultades para conectar o desconectar las gomas elásticas a/de los ataches
- Quitar comida o residuos atrapados entre los dientes o alrededor del atache
- Alisar ataches afilados o partes afiladas del alineador que causen ulceración o irritación alrededor de la mejilla, el labio o tejido blando

INDICACIÓN

Usuarios de alineadores de ortodoncia.

POBLACIÓN DE PACIENTES

Los Tweaks están diseñados para adolescentes y adultos que usen alineadores de ortodoncia.

USUARIOS PREVISTOS

Adolescentes y adultos que usen alineadores de ortodoncia.

CONTRAINDICACIONES

No hay ninguna contraindicación específica para estos dispositivos.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 USA

whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si requiere algún tipo de ayuda con el uso del dispositivo Tweakz, llame o acuda a su ortodoncista y su equipo. Ellos podrán explicarle y mostrarle cómo usar cada herramienta para que usted las utilice con confianza.

MODO DE EMPLEO

Extracción de los alineadores.

1. Abra la herramienta tweekz 4-in-1 y despliegue el **1** extractor de alineadores hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Coloque cuidadosamente el extractor de alineadores hacia la parte posterior del alineador, al lado del primer molar en cualquiera de los lados.
3. Sitúelo a un ángulo de 90 grados entre el borde del alineador y la línea gingival.
4. Empuje lentamente hacia abajo (en dirección de la boca) para extraer el alineador de la arcada superior, y hacia arriba para extraerlo de la arcada inferior.

Dificultad para conectar o desconectar las gomas elásticas a/de los ataches.

1. Abra la herramienta tweekz 4-in-1 y despliegue el **2** aplicador de gomas elásticas hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Ponga el elástico en la parte más profunda del aplicador de gomas elásticas donde forme una U, y luego colóquelo encima del primer atache.
3. Estire la goma elástica hasta un segundo atache, y conéctela levantándola hacia arriba y alrededor una vez que esté bien afianzada.

Comida o residuos atrapados entre los dientes o alrededor del atache.

1. Abra la herramienta tweekz 4-in-1 y despliegue el **3** palillo dental hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Ponga suavemente el palillo sobre la superficie entre el diente y la comida o residuo y muévelo cuidadosamente hacia fuera (en dirección de la boca).

Atache afilado o parte afilada del alineador que causa ulceración o irritación alrededor de la mejilla, el labio o tejido blando.

1. Abra la herramienta tweekz 4-in-1 y despliegue la **4** lima dental de diamante hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Localice la parte afilada mientras mueve la lima en vaivén hasta que la zona esté lisa y deje de causar problemas.

Limpieza de su Tweekz.

Limpie la herramienta tweekz 4 en 1 con agua y jabón o con alcohol para desinfectarla.

INSTRUCCIONES DE REUTILIZACIÓN

No use el dispositivo si está dañado o muestra señales de desgaste.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/MANEJO

No se requiere ninguna instrucción especial para el almacenamiento o manejo.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Elimine este dispositivo conforme a los reglamentos y las pautas de su localidad.

Cualquier incidente serio que haya ocurrido en relación con el uso del dispositivo deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Fecha de publicación: 4-DIC-2024

Revisión: 1.0



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM
La Haya, Países Bajos



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Suiza

Patrocinador en Australia:
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australia