

tweakz[®] voor braces

4-in-1 Ortho-verzorgingstool met bewaardoosje

- 1 Verwijderen en vervangen van elastiekjes
- 2 Verwijderen van losgekomen slotjes, elastiekjes en vuil
- 3 Glad maken van ruwe plekken die zweertjes veroorzaken
- 4 Veilig doorknippen en vastpakken van scherpe draden



DOEL

Tweakz for Braces dient om te helpen met:

- het bevestigen aan, of verwijderen van, elastiekjes op de haakjes of bandjes van het behandelingsprotocol;
- het verwijderen van slotjes die zichtbaar van het tandoppervlak zijn losgekomen;
- het polijsten van scherpe haakjes, bandjes of slotjes die de wang, lippen of weke delen irriteren;
- het veilig doorknippen en vasthouden van scherpe draadjes die tegen een wang, het tandvlees of de mondvoorhof schuren.

INDICATIE

Gebruikers van orthodontische beugels.

BEOOGDE PATIËNTPOPULATIE

De Tweaks zijn bestemd voor gebruik door (jong-)volwassenen met orthodontische beugels.

BEOOGDE GEBRUIKERS

(Jong-)volwassenen met orthodontische beugels.

CONTRA-INDICATIES

Er gelden geen specifieke contra-indicaties voor deze hulpmiddelen.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY 07701 VS
whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Raadpleeg je orthodontist en diens team voor hulp bij het gebruik van het Tweekz-instrument. Zij kunnen uitleggen en laten zien hoe je elk instrument gebruikt, om alle zorgen weg te nemen.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

Dit instrument van professionele kwaliteit dient voor gebruik als de volgende problemen zich tijdens de behandeling voordoen:

Bevestigen van elastiekjes op, en verwijderen van, de haakjes of bandjes voor het behandelingsprotocol.

1. Open de bovenste en onderste helft van de tweekz 4-in-1 om de **1** elastiek-applicator open te klappen en draai hem helemaal rond totdat hij stopt.
2. Plaats het elastiekje in het diepste deel van de sikkelvormige tool, op de plaats waar deze een 'U' vormt, en plaats het vervolgens op het eerste haakje.
3. Trek het elastiekje naar het tweede haakje in de mond en plaats het hier omheen door het op te tillen en eromheen te plaatsen als het elastiekje goed zit.

Slotje zichtbaar losgekomen van tandoppervlak.

1. Open de bovenste en onderste helft van de tweekz 4-in-1 om het **2** tandhaakje open te klappen en draai het helemaal rond totdat het stopt.
2. Zoek het elastiekje op dat zich om het slotje heeft vastgezet.
3. Houd het slotje vast en plaats het tandhaakje voorzichtig onder of boven het midden van het slotje om onder een gedeelte van het elastiekje te komen.
4. Trek het tandhaakje voorzichtig een stukje naar je toe om een beetje ruimte tussen het elastiekje en het slotje te verkrijgen en trek het voorzichtig naar de ene en dan de andere hoek om het elastiekje te verwijderen.
5. Verwijder het slotje met de hand waarmee je het slotje vasthoudt, en doe het in een zakje om het naar je volgende afspraak mee te nemen.
6. Als er om het slotje geen elastiekje is aangebracht maar een schuifplaatje met een kleine opening in het midden, steek je het tandhaakje in de opening en beweeg je het omhoog zodat het plaatje zich opent op de maxillaire boog (boventanden) of beweeg je het omlaag op de mandibulaire boog (ondertanden).
7. Als er vuil of etensresten tussen je tanden rondom het slotje zitten, plaats je het tandhaakje voorzichtig tussen het tandoppervlak en het vuil/de etensresten en verplaats je het voorzichtig naar buiten, naar je mond toe.

Scherp haakje, bandje of slotje dat wang, lip of weke delen irriteert.

1. Open de bovenste en onderste helft van de tweekz 4-in-1 om het **3** diamantvijltje voor tanden open te klappen en draai het helemaal rond totdat het stopt.
2. Zoek het scherpe plekje en beweeg het vijltje heen en weer totdat het plekje glad is en geen probleem meer vormt.

Scherpe draad schuurt tegen wang, tandvlees of mondvoorhof.

1. Stel de veer op de onderste helft af door hem naar de **4** draadknipper en -grijper toe om te klappen. Zo ontstaat weerstand tussen de bovenste en onderste helft.
2. Trek je wang met je vinger naar buiten om de draad en zijn positie te vinden.
3. Plaats de tool met de draadknipper en -grijper om de draad.
4. Beweeg de draadknipper en -grijper tegen het elastiekje of slotje aan waar de draad uitsteekt.
5. Druk de onderste en bovenste helft samen. Nadat je voelt dat de draad is doorgeknijpt, houd je de onderste en bovenste helft gesloten om het afgeknipte stukje draad te grijpen en de tweekz 4-in-1 veilig uit je mond te verwijderen.
6. Laat de onderste en bovenste helft los en gooi het stukje draad weg.
7. Sluit de tweekz 4-in-1 door de veer van de draadknipper en -grijper om te klappen zodat de onderste en bovenste helft geen contact meer maken.

Je Tweekz schoonmaken.

Was de tweekz 4-in-1 met water en zeep of neem hem af met alcohol om hem te desinfecteren.

Bel je orthodontist op de volgende werkdag om een afspraak te maken.

INSTRUCTIES VOOR HERGEBRUIK

Dit hulpmiddel mag niet gebruikt worden als het beschadigd is of tekenen van slijtage vertoont.

VOORWAARDEN VOOR BEWARING/HANTERING

Er gelden geen speciale instructies voor bewaring of hantering.

INSTRUCTIES VOOR AFVOER

Dit hulpmiddel moet worden afgevoerd volgens de plaatselijke wet- en regelgeving.

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot gebruik van het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Publicatiedatum: 04-DEC-2024

Revisie: 1.0

EC REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 Suite 123, 2595 AM
Den Haag, Nederland

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Zwitserland

Australische sponsor:
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australië