


tweakz®

pour appareil orthodontique

Outil de soins orthodontiques 4-en-1
et étui de voyage

- 1 Retrait et remplacement des élastiques
- 2 Retrait de fixation déplacée, d'élastiques et de résidus
- 3 Lissage des aspérités causant des ulcérations
- 4 Pince pour saisir et couper un fil métallique en toute sécurité



DESTINATION

L'outil Tweakz pour appareil orthodontique est prévu pour aider :

- à la fixation des élastiques aux taquets ou à leur retrait, conformément au protocole de traitement
- au retrait de fixations visiblement détachées de la surface de la dent
- au lissage de taquet, élastique ou fixation provoquant une irritation des joues, des lèvres ou des tissus mous
- au maintien et à la coupe en toute sécurité de fils métalliques irritant les joues, les gencives ou la cavité buccale

INDICATION

Utilisateurs d'appareil orthodontique.

POPULATION DE PATIENTS

Les Tweaks sont destinés aux adolescents et aux adultes porteurs d'appareil orthodontique.

UTILISATEURS AUXQUELS LE DISPOSITIF EST DESTINÉ

Adolescents et adultes porteurs d'appareil orthodontique.

CONTRE-INDICATIONS

Il n'y a pas de contre-indications particulières pour ce dispositif.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 États-Unis
whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Veillez appeler ou consulter votre orthodontiste et son équipe si vous avez besoin d'aide pour utiliser le dispositif Tweakz. Ils pourront vous expliquer et vous montrer comment utiliser chaque outil pour vous sentir à l'aise.

MODE D'EMPLOI

Cet outil de qualité professionnelle sert à résoudre les problèmes suivants pouvant survenir au cours du traitement :

Fixer les élastiques aux taquets de fixation ou les retirer, conformément au protocole de traitement.

1. Ouvrir l'outil tweakz 4-en-1 : dégager la branche de pose d'élastique ① et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Placer l'élastique dans le crochet en U de l'outil de pose d'élastique et le diriger vers le premier taquet de fixation.
3. Tirer l'élastique jusqu'à un autre taquet et le soulever pour le placer autour jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Fixation visiblement détachée de la surface de la dent

1. Ouvrir l'outil tweakz 4-en-1 : dégager la branche de curette dentaire ② et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Repérer l'élastique entourant la fixation.
3. En maintenant la fixation, placer délicatement la curette dentaire au-dessous ou au-dessus du centre de la fixation pour passer au-dessous de l'élastique.
4. Tirer doucement vers soi pour gagner un peu d'espace entre l'élastique et la fixation tout en tirant doucement dans les deux sens pour retirer l'élastique.
5. Avec la main qui maintient la fixation, la retirer et la placer dans un sac à fermeture à glissière et l'apporter lors d'un prochain rendez-vous.
6. Si la fixation n'est pas entourée d'un élastique mais présente une ouverture coulissante avec un petit trou en son centre, placer la curette dentaire dans le trou et la déplacer vers le haut pour ouvrir l'arcade maxillaire (ensemble des dents du haut) et vers le bas pour l'arcade mandibulaire (ensemble des dents du bas).
7. Si des résidus ou aliments sont coincés entre les dents, autour de la fixation, placer délicatement la curette dentaire sur la surface de la dent et extraire les aliments/résidus avec précaution vers l'intérieur de la bouche.

Taquet, élastique ou fixation provoquant une irritation des joues, des lèvres ou des tissus mous

1. Ouvrir l'outil tweakz 4-en-1 : dégager la branche de lime dentaire diamantée ③ et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Repérer l'aspérité responsable de l'irritation et limer jusqu'à éliminer la gêne.

Fil métallique irritant les joues, les gencives ou la cavité buccale

1. Rabattre le ressort du levier inférieur vers la pince ④ pour saisir et couper un fil métallique. Ceci crée une résistance entre les leviers supérieur et inférieur de l'outil.
2. Avec un doigt, tirer la joue vers l'extérieur afin de repérer le fil et sa position.
3. Placer délicatement la pince autour du fil.
4. Déplacer la pince au ras de l'élastique ou de la fixation où le fil dépasse.
5. Serrer les leviers puis, une fois que le fil semble coupé, garder la pince fermée pour saisir le morceau de fil coupé et retirer l'outil tweakz 4-en-1 de la bouche en toute sécurité.
6. Relâcher les leviers et jeter le morceau de fil coupé.
7. Refermer l'outil tweakz 4-en-1 en rabattant le ressort à l'opposé de la pince pour désolidariser les leviers.

Nettoyage de l'outil Tweakz

Nettoyer l'outil tweakz 4-en-1 avec de l'eau savonneuse ou l'essuyer avec de l'alcool pour le désinfecter.

Appelez le cabinet d'orthodontie le jour ouvrable suivant pour fixer un rendez-vous qui conviendra le mieux à votre emploi du temps.

INSTRUCTIONS DE RÉUTILISATION

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé ou présente des signes d'usure.

CONDITIONS DE STOCKAGE / MANIPULATION

Aucune instruction particulière de stockage ou de manipulation n'est nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION

Éliminer ce dispositif conformément à la réglementation et aux directives locales.

Tout incident grave survenu en lien avec l'utilisation du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel réside l'utilisateur et/ou le patient.

Date d'émission : 04-DÉC-2024

Révision : 1,0

EC **REP**

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM
La Haye, Pays-Bas

CH **REP**

MedEnvoy Suisse
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Suisse

Représentant australien :
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australie