

tweakz® para aparatos

Herramienta 4 en 1 para cuidados
ortodóncicos y estuche de transporte

- 1 Para extraer y cambiar las gomas elásticas
- 2 Para extraer bráquets desplazados, elásticos y residuos
- 3 Para suavizar las zonas ásperas causantes de ulceraciones
- 4 Para cortar y agarrar con seguridad los alambres afilados



USO PREVISTO

El producto Tweakz para aparatos está diseñado para ayudar a:

- Conectar o desconectar las gomas elásticas a/de los ganchos o gomas asignados al protocolo de tratamiento.
- Quitar bráquets visiblemente desprendidos de la superficie del diente.
- Alisar ganchos, gomas o bráquets afilados que causen irritación de la mejilla, el labio o tejido blando.
- Cortar y agarrar con seguridad cualquier alambre afilado que frote la mejilla, la encía o el vestíbulo.

INDICACIÓN

Usuarios de aparatos de ortodoncia.

POBLACIÓN DE PACIENTES

Los Tweaks están diseñados para adolescentes y adultos que usen aparatos de ortodoncia.

USUARIOS PREVISTOS

Adolescentes y adultos que usen aparatos de ortodoncia.

CONTRAINDICACIONES

No hay ninguna contraindicación específica para estos dispositivos.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 USA
whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si requiere algún tipo de ayuda con el uso del dispositivo Tweakz, llame o acuda a su ortodoncista y su equipo. Ellos podrán explicarle y mostrarle cómo usar cada herramienta para que usted las utilice con confianza.

MODO DE EMPLEO

Esta herramienta de calidad profesional está destinada a servir de ayuda cuando surjan las siguientes situaciones durante el tratamiento:

Conectar o desconectar las gomas elásticas a/de los ganchos o gomas asignados al protocolo de tratamiento.

1. Abra los brazos superior e inferior de la herramienta tweakz 4-in-1 **1** y despliegue el aplicador de gomas elásticas hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Ponga el elástico en la parte más profunda de la herramienta con forma de hoz (donde forme una U), luego colóquelo sobre el primer gancho.
3. Estire la goma elástica hasta el segundo gancho en la boca y levántela hacia arriba y alrededor una vez que esté bien afianzada.

Bráket visiblemente desprendido de la superficie del diente.

1. Abra los brazos superior e inferior de la herramienta tweakz 4-in-1 y despliegue el palillo dental **2** hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Localice el elástico incrustado alrededor del bráket.
3. Mientras sostiene el bráket, coloque cuidadosamente el palillo dental por debajo o por encima del centro del bráket para penetrar debajo de una parte del elástico.
4. Tire del elástico suavemente hacia usted para crear un pequeño espacio entre este y el bráket; al mismo tiempo, tire hacia un ángulo y el otro para extraer el elástico.
5. Extraiga el bráket con la mano que lo sostiene y colóquelo en una bolsa de plástico con cremallera para llevarlo a su próxima cita programada.
6. Si el bráket no tiene un elástico a su alrededor sino una puerta deslizante con un pequeño orificio en el centro, coloque el palillo dental en el orificio y ábralo moviéndolo hacia arriba en la arcada maxilar (conjunto superior de dientes) o hacia abajo en la arcada mandibular (conjunto inferior de dientes).
7. Si hay residuos o comida atrapados entre los dientes, alrededor del bráket, ponga suavemente el palillo dental sobre la superficie entre el diente y la comida o residuo y muévalo cuidadosamente hacia fuera (en dirección de la boca).

Gancho, goma o bráket afilado que causa irritación de la mejilla, el labio o tejido blando.

1. Abra los brazos superior e inferior de la herramienta tweakz 4-in-1 y despliegue la lima dental de diamante **3** hasta que no pueda seguir avanzando.
2. Localice la parte afilada mientras mueve la lima en vaivén hasta que la zona esté lisa y deje de causar problemas.

Alambre afilado que frota la mejilla, la encía o el vestíbulo.

1. Ajuste el resorte del brazo inferior doblándolo hacia el cortador y agarrador de alambres **4**. De esta forma se creará resistencia entre el brazo superior y el inferior.
2. Con el dedo, tire de la mejilla hacia fuera para localizar el alambre y su posición.
3. Coloque cuidadosamente la herramienta con el cortador y agarrador de alambres alrededor del alambre.
4. Ponga el cortador y agarrador de alambres al ras de la goma o bráket en que sobresalga el alambre.
5. Acerque los brazos superior e inferior entre sí; cuando sienta que cortan, siga manteniéndolos en posición cerrada para agarrar el fragmento cortado de alambre, y luego extraiga con seguridad la herramienta tweakz 4 en 1 de la boca.
6. Suelte los brazos superior e inferior y deseche el fragmento cortado de alambre.
7. Cierre la herramienta tweakz 4 en 1 alejando el resorte del cortador y agarrador de alambres de modo que los brazos superior e inferior ya no estén engranados.

Limpieza de su Tweakz.

Limpie la herramienta tweakz 4 en 1 con agua y jabón o con alcohol para desinfectarla.

Llame a su consultorio de ortodoncia el siguiente día hábil para hacer una cita en el horario que mejor le funcione.

INSTRUCCIONES DE REUTILIZACIÓN

No use el dispositivo si está dañado o muestra señales de desgaste.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/MANEJO

No se requiere ninguna instrucción especial para el almacenamiento o manejo.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Elimine este dispositivo conforme a los reglamentos y las pautas de su localidad.

Cualquier incidente serio que haya ocurrido en relación con el uso del dispositivo deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Fecha de publicación: 4-DIC-2024
Revisión: 1.0

EC **REP**

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM
La Haya, Países Bajos

CH **REP**

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Suiza

Patrocinador en Australia:
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Australia